



VoltaTermic

Parches de calor

Sin Medicamentos

Instrucciones de uso

Abrir el sobre rasgándolo con cuidado justo antes de su utilización. No es necesario agitar el parche. Eliminar la película protectora de la parte adhesiva del parche y aplicar el parche sobre la zona dolorida -hombro, cuello o espalda- aplicando la parte adhesiva sobre la piel limpia y seca. Presionarlo con firmeza para asegurar su correcta fijación.

El parche se calienta progresivamente pocos minutos después de la apertura del sobre. Para retirar el parche de la piel, levante lentamente de uno de los bordes empezando por una esquina. No debe dejarse el parche puesto sobre la misma zona de piel durante más de 8 horas, en cualquier periodo de 24 horas. No aplicar más de un parche al día en la misma área. Consultar con un médico si después de 7 días el dolor empeora o no disminuye. El parche está destinado únicamente para uso externo, y no debe utilizarse en la misma zona donde se hayan aplicado medicamentos, u otras fuentes de calor. No debe recalentarse el parche en el horno ni en el microondas. No cortar, perforar ni humedecer el parche.

Cuándo no debe utilizarse el parche

No usar el parche:

- En caso de antecedentes de reacción alérgica a un parche térmico.
- Sobre una zona de piel que no sea capaz de percibir el calor, o sobre piel dañada.
- En niños de menos de 12 años de edad, ni en personas que no sean capaces de retirar el parche por sí mismas.
- En caso de inflamación o hematoma, hasta que transcurran al menos 48 horas de la lesión.

Qué precauciones deben tomarse

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este producto en caso de:

- Problemas de circulación (por ejemplo, causados por problemas cardíacos);
- Embarazo;
- Daño en los nervios (por ejemplo, pérdida de sensibilidad debida a la diabetes);
- Artritis reumatoide;
- Problemas de la piel como eccema, psoriasis o piel muy delicada y sensible.

Consulte a su médico o farmacéutico si usted es de avanzada edad (mayor de 65 años) debido al mayor riesgo de tener una piel muy delicada y sensible.

No emplee el parche de calor mientras duerma ni se acueste encima de él, no aplique una fuerte presión durante su uso (por ejemplo, bajo un cinturón o un vendaje).

El parche de calor puede provocar quemaduras.

Retire inmediatamente el parche térmico y consulte con su médico o farmacéutico si le ha provocado irritación, ardor, inflamación, erupción cutánea u otra alteración que persista en el área donde se aplicó el parche.

VoltaTermic contiene hierro. En caso de ingestión del polvo del parche, consulte con su médico inmediatamente.

Si el polvo entra en contacto con los ojos o con la piel, lave abundantemente el área afectada y consulte con el médico.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Parches de un solo uso.



GSK Consumer Healthcare (GMDT); Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland

Distribuido por:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.
C/Severo Ochoa, nº 2, 28760 Tres Cantos, Madrid

Las marcas propiedad del, o licenciadas al, grupo de compañías GSK. ©2018 GSK o licenciante.



900 816 705 atención.consumidor@gsk.com

Fecha de revisión del texto: Septiembre de 2018.



1639

ES-PT 944594 – 31046586

